

## UroBa®

### Urostomipåse med backventil, mjuk avtappning och tvålayershäfta



**UroBa®** urostomipåse är en 1-dels påse med backventil så att urinen inte rinner tillbaka till stomin och en mjuk avtappningspropp för enkel och smidig tömning.

UroBa® har en tvålayershäfta som är kombination av två fästande hydrokolloider med olika egenskaper. Hydrokolloiden närmast stomin (den mörkare) är formbar, har hög absorption och sväller så att tätningen runt stomin blir optimal. Hydrokolloiden närmast ytterkanten (den ljusare) är tunnare för att kunna följa hudvecken och ge en extra bra fästförmåga och följsamhet.

Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt med delbar framsida för inspektion. UroBa® finns både med uppklippbar och förstansad hudskyddsplatta.

| Art.nr.       | UroBa®, volym 400 ml |
|---------------|----------------------|
| <b>220353</b> | Hålstorlek 15-60 mm  |
| <b>220354</b> | Hålstorlek 20 mm     |
| <b>220356</b> | Hålstorlek 25 mm     |
| <b>220358</b> | Hålstorlek 30 mm     |

30 stycken i varje förpackning.  
Kopplingsstycke till nattpåse medföljer.