



Metallsug med transparent handtag typ Endo

- För kirurgiska ingrepp (FESS) och undersökningar i näsa/bihåla
- Olivformad tip för a-traumatiska ingrepp
- Handtag utan sugkontroll
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
6066503020	2,0 x 120 mm	25/375
6066503025	2,5 x 120 mm	25/375
6066503030	3,0 x 120 mm	25/375
6066503035	3,5 x 120 mm	25/375
6066503040	4,0 x 120 mm	25/375
6066503020BP	2,0 x 120 mm, Big pack	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com