



danumed® Enteraaliset ruiskut, kertakäyttöiset

danumed® Enteraaliset ruiskut, kertakäyttöiset, ENFit®-naarasliittimet DIN EN ISO 80369-3:n mukaisesti.

Enteraalisen ravinnon, lääkkeiden ja nesteiden antoon, paineen alentamiseen sekä huuhteluun.

Laaja valikoima kokovaihtoehtoja turvalliseen käyttöön vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla.



MUKAVUUS

Miellyttävä käsitellä

- Läpinäkyvä ruiskusylinteri sisällön tarkastelua varten
- Tarkka, pyyhkimistä kestävä asteikko
- Turvallisuutta lisäävä tarttumapinta
- Mäntä liikkuu tasaisesti
- Turvapäytys estää männän irrottamisen vahingossa

TURVALLISUUS

Erinomaista turvallisuutta potilaalle

- ENFit®-yhdistäjä vähentämään letkun väärin yhdistämisen riskiä
- "Low-dose" kärki 1 ml, 3 ml ja 5 ml ruiskuissa
- Korkealaatuinen bioyhteesopiva materiaali, joka on lateksiton, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaa
- Suuri mittaustarkkuus



danumed® Ruiskun korkit

Yksi koko sopii kaikkiin: Yleiskäyttöinen ruiskun korkki kaikenkokoisiin danumed® Enteraalisiin ruiskuihin



danumed® kertakäyttöiset Enteraaliset ruiskut, steriilisti yksittäispakattu, saatavana 1, 3, 5, 10, 20, 60 ja 100 ml:n vakiokokoina. Muut koot tilauksesta.

Turvalliset tuotteet seuraavien standardien mukaisesti: ISO 80369-3 / ISO 7886 / ISO 20695.

danumed® Enteraaliset ruiskut, kertakäyttöiset

REF	Tuotteen kuvaus	Koko	Kpl/ myyntiyksikkö	lateksiton	PVC-vapaa	DEHP-vapaa	BPA-vapaa
DA 1021 0110	danumed® Enteraalinen ruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®-kärki, "low-dose"	1 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0310	danumed® Enteraalinen ruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®-kärki, "low-dose"	3 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0510	danumed® Enteraalinen ruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®-kärki, "low-dose"	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 0500	danumed® Enteraaliruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®- kärki	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 1000	danumed® Enteraaliruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®- kärki	10 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 2000	danumed® Enteraaliruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®- kärki	20 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 6001	danumed® Enteraaliruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®- kärki sivulla	60 ml	100	•	•	•	•
DA 1021 9900	danumed® Enteraaliruisku, kertakäyttöinen, keskitetty ENFit®- kärki	100 ml	25	•	•	•	•

Kaikki tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja yksittäin steriilisti pakattuja. Muut koot tilauksesta.

danumed® Ruiskun korkit

REF	Tuotteen kuvaus	Koko/ pituus	Kpl/ myyntiyksikkö	lateksiton	PVC-vapaa	DEHP-vapaa	BPA-vapaa
DA 1021 0055	danumed® Ruiskukorkit enteraalisille ENFit®-ruiskuille	Yksi koko	100	•	•	•	•

Kaikki tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja yksittäin steriilisti pakattuja.

Lisätuotteet danumed® Enteraaliset ruiskut:



danumed®
Ruiskun korkit



danumed® Ravintoletkut
gastrostomianappiin



danuButton®
Gastrostomianappi

danumed Medizintechnik GmbH – Yksilölliset ratkaisut ovat standardimme.

Olemme saksalainen, asiakaslähtöinen ja innovatiivinen lääketieteellinen teknologiayritys korkeilla laatuvaatimuksilla sekä monen vuoden kokemuksella enteraalisesta ravitsemuksesta. Vastaamme myös asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin joustavasti ja luotettavasti. Henkilökohtainen, asiantunteva, yhteistyökykyinen.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Saksa
Puhelin + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Faksi + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Puh: 09 276 360
asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com