



Slangesystem – engangsbruk

- For anestesi og intensivavdelingen
- Komplet system med Y-stykke, vinkler med monitoreringsport, tilkoblingsmuffer og slanger (slanger, koblingsstykker og slange på rull er tilgjengelig som tilbehør)
- Alle slanger er diffusjonstette for narkosegass
- Oppfyller standarden: EN 5367:2014
- Ikke-steril

Åndedrettssystem


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014196	Barn, lengde 160 cm, ID 15 mm	30/30	

Materiale: Slange: PE+EVA – Kontakter PE/PP – Propp: PE


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014197	Voksen, med avtagbar og roterbar vinkel, 160 cm, ID 22 mm	20/20	
6014198	Voksen, med avtagbar og roterbar vinkel, 240 cm, ID 22 mm	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA – Kontakter PE/PP – Propp: PE/TC – O-ring: Silikon

Åndedrettssystem, ekspanderbart

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014199	Ekspanderbar, 90–270 cm, fast Y, avtagbar vinkel, med port, ID 22 mm	20/20	


Materiale: Slange: PE+EVA – Kontakter PE/PP – Propp: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014204	Inkl. lateksfri pustebære 2 L, lengde 90–270 cm, ID 22 mm, ekspanderbar forlengesslange 30–150 cm	30/30	


Materiale: Slange: PE+EVA – Kontakter PE/PP – Propp: PE – Pustebære: Neopren

Avd.pkn. = min.kvant/best

Åndedrettssystem, koaksialt


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014201	Lengde 180 cm. Avtagbar vinkel, monitoreringsport og ekspanderbar slange, 50 cm på ekspirasjonssiden. ID 25 mm ytterslange, 15 mm innerslange	20/20	

Materiale: Slange: PE+EVA/PP+EVA – Konnektorer PE/PP – Propp: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014202	Lengde 270 cm med vinkel, monitoreringsport og ekspanderbar slange, 50 cm på ekspirasjonssiden. ID 25 mm ytterslange, 15 mm innerslange	20/20	


Materiale: Slange: PE+EVA/PP+EVA – Konnektorer PE/PP – Propp: PE

Forlengesslange


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014200	Til ekspanderbart åndedrettssystem 30–150 cm, ID 22 mm	50/50	
6014240	Til ekspanderbart åndedrettssystem 50–240 cm, ID 22 mm	50/50	

Materiale: Slange: PP+EVA – Konnektor: PE


Koblingsstykker

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014224	Rett kobling for narkoseslange, 22 YD/15 ID, 22 ID/15 ID	50/100	


Materiale: Kobling: PP

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014225	Rett kobling for narkoseslange 22 YD/15 ID, 22 ID	50/100	
6014226	Rett kobling for narkoseslange, 22 YD/15 ID, 15 ID	50/100	

Materiale: Kobling: PP/K-Resin


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014228	Rett Y-stykke 22 YD/15 ID YD 22 mm	50/100	

Materiale: Y-stykke: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014229	Rett Y-stykke 22 YD/15 ID, parallelt YD 22 mm	50/100	

Materiale: Y-stykke: PE

Slange på rull

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014186	Slange på rull, 25 m, mansjett 15 cm YD 22 mm	1/1	

Materiale: Slange på rull: PE+EVA

Avd.pkn. = min.kvant/best