

Reducerer risikoen for krydskontaminering

Latex-fri



Dispo Infusor

Trykinfusionsmanchet, til én-patients brug

/ Dispo Infusor

500 ml og 1000 ml version

Med velcrofiksering, til nem fiksering af forskellige typer infusionsposer

- Hurtig administration af en infusionsopløsning til kompensation af væske-/volumenmangel
- Trykovervågning og skylning af slangesystemet under invasiv, arteriel blodtryksmonitorering
- Transfusion

3000 ml version

Med krog, til nem fiksering af de fleste typer infusionsposer

- Administration af store væskemængder til brug i operationsfeltet


Det gennemsigtige net giver et klart syn på væskeposen og væskenniveauet.

Egenskaber



Håndpumpe med tre-vejshane

- Ergonomisk håndpumpe til oppustning
- Tre-vejshane til hurtig deflation ved skift af væskeposen



Farvekodet trykindikator

- 360° trykindikator letter trykovervågning
- Overtryksventil for at forhindre overoppustning



Bestillingsinformation

Dispo Infusor / Til én-patients brug

Version	500 ml	1000 ml	3000 ml	Æske
Med håndpumpe, tre-vejshane og farvekodet trykindikator	Art.nr. 5602050	Art.nr. 5602100	Art.nr. 5602300	5
Kun med luer lock konnektion	-	-	Art.nr. 5601300	5

Additional information



Video

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.

The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

Forhandler:

MEDI PLAST

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

VBM Dispo Infusor DK 20231013 rev 1.pdf

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Connect with us:



PR0060_3.0_EN