

# Infusionssæt med flowregulator



- Flowregulator til at forhindre, at infusionen løber for hurtigt
- Regulatoren kan sættes med 10 ml. graduering mellem 10-325 ml/t
- Spids uden silikone for sikker tilslutning til infusionsposen/-flasken
- Væskefilter 15 µm og luftfilter 0,2 µm
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- Roterende luer-lock
- Airguard forhindrer, at luft kommer ind i slangerne, efter infusionen er afsluttet
- MR kompatibel

| Varenr.        | Beskrivelse                                                            |         | Æske/Trsp.karton |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 60MR60500156F  | Infusionssæt 180 cm, luftventil med flowregulator                      | PVC-fri | 10/100*          |
| 60MR60500156FV | Infusionssæt 180 cm, luftventil med flowregulator og tilbageløbsventil | PVC-fri | 10/100*          |
| 60SRL60500156F | Infusionssæt 180 cm, luftventil med flowregulator og luftkontrol       | PVC-fri | 10/100*          |
| 60MR60500161F  | Infusionssæt 320 cm, luftventil med flowregulator                      | PVC-fri | 10/100*          |

|                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:<br>Slange: TPE<br>Drypkammer: SB<br>Spids: ABS<br>Luftfilter: PP | Væskefilter: PA<br>Priming-stop/Flowstop: ABS/PE<br>Trykklemme: PP<br>Tilbageløbsventil: MABS/Silikone<br>Flowregulator: PC/POM | Sterilisering: EO<br>Infusionssæt 20 drp aqua dest = 1 ml<br>Engangsbrug, steril 1 stk. i skrælpakke<br>* = minimum bestilling |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|