

Förlängningsslangar

- Finns i olika längder mellan 30 cm och 300 cm
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Slang i diameter 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Mikroslang med liten innervolym
- Roterande luer-lock
- Tillgänglig med injektionsmembran och/eller backventil/antisifonventil
- Specifika produkter med UV skydd mellan 200-600 nm
- MR kompatibel

Förlängningsslang för infusion 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL80162P	längd 30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80161P	längd 50 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80170P	längd 75 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04106310	längd 100cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80166P	längd 120 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80164P	längd 150 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80167P	längd 200 cm	PVC-fri	10/100*



Förlängningsslang till sprutpump 1 x 2 mm (ID x YD)

Art nr.	Beskrivning		Avd/Trp fp
60SRL04100103	längd 30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80070P	längd 75 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115	längd 150 cm	PVC-fri	10/100*
60MP1501	längd 150 cm	DEHP-fri	10/100*
60SRL04100120	längd 200 cm	PVC-fri	10/100*
60MP2001	längd 200 cm	DEHP-fri	10/100*
60SRL04100130	längd 300 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115P	längd 150 cm, UV skydd	PVC-fri	10/100*
60SRL04100120P	längd 200 cm, UV skydd	PVC-fri	10/100*
60SRL04100215	längd 150 cm, backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100220	längd 200 cm, backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100230	längd 300 cm, backventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100315	längd 150 cm, antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100320	längd 200 cm, antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100330	längd 300 cm, antisifonventil	PVC-fri	10/100*
60SRL80150P	längd 150 cm, injektionsmembran	PVC-fri	10/100*
60SRL80200P	längd 200 cm, injektionsmembran	PVC-fri	10/100*
60SRL80150PP	150 cm, backventil, injektionsmembran	PVC-fri	10/100*
60SRL80200PP	200 cm, backventil, injektionsmembran	PVC-fri	10/100*

Material:
Slang: TPE/PUR/DEHP-fri PVC
Slangklämma: PP
Luer-lock: ABS
Flowstop: ABS/PE

Skyddspropp: PP
Backventil: SAN/MABS/Silikon
Antisifon ventil: PC/Silikon
Injektionsmembran: PC/Silikon

Sterilisering: EO
Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack
* = minsta kvantitet/beställning