

Aerosolmasker

- Myke og lette, formstøpte aerosolmasker
- Trakeostomi masker for best pasientkomfort
- Oppfyller standarden: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Ikke-steril

Aerosolmaske med neselemme

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	PVC-fri
6014153	Voksen	50/50	

Materiale: Maske: PVC-fri – Gummibånd (lateksfritt): PE

Aerosolmaske med neselemme

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014146	Barn	50/50	
6014147	Voksen	50/50	

Materiale: Maske: PVC med mykgjørende DINP – Gummibånd (lateksfritt): PE

Trakeostomi maske

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014144	Barn	50/50	
6014145	Voksen	50/50	

Materiale: Maske: PVC med mykgjørende DINP – Gummibånd (lateksfritt): PE

Avd.pkn. = min.kvant/best