

# IriBa<sup>®</sup> / IriBa<sup>®</sup> BE

## Bandage til irrigation



IriBa<sup>®</sup> bandagen er til dig der irrigerer. Bandagen er lavet af et luft- og lugttæt plastlaminat og indeholder en superabsorbent.

Den har også en indbygget, beskyttet filter for lugt og luft.

Bandagens yderside er dækket af blød non-woven, og på bagsiden er der en hudvenlig, og fleksibel hydrokolloid.

IriBa<sup>®</sup> fås med både opklippelige og forudstansede hudbeskyttelsesplader. Alle typer har en absorptionskapacitet på 40 ml. Vælg størrelsen efter stomiens størrelse.

| Varenr. | IriBa <sup>®</sup> Ø 85 mm | Absorbtion |
|---------|----------------------------|------------|
| 292086  | Hulstørrelse 15-50 mm      | 40 ml      |
| 202102  | Hulstørrelse 20 mm         | 40 ml      |
| 202110  | Hulstørrelse 25 mm         | 40 ml      |
| 202128  | Hulstørrelse 30 mm         | 40 ml      |
| 202144  | Hulstørrelse 35 mm         | 40 ml      |
| 202151  | Hulstørrelse 40 mm         | 40 ml      |

50 styk i hver pakning

| Varenr. | IriBa <sup>®</sup> Ø 85 mm; Black Edition | Absorbtion |
|---------|---|------------|
| 300100  | Hulstørrelse 15-50 mm                     | 40 ml      |

50 styk i hver pakning