

TIVA sæt

- Beregnet til infusion under fuld intravenøs anæstesi
- Findes til luftet eller ikke-luftet infusionssæt
- Aftagelig eller fastgjort tilslutning, afhængig af design
- Medicin- og lipidresistent
- Farvekodede 3-vejshaner giver en mere sikker identifikation af infusionslinjen
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Alle med tilbageløbsventil med/uden anti-siphon ventil
- Forskellig længde på sprøjtepumpeslanger, mellem 150-200 cm
- Med/uden infusionssæt og sprøjtepumpeslanger
- 3-vejshane eller Y-version "Blækspruttesæt"
- Findes med nålefri tilslutning
- MR kompatibel



Infusionssæt TIVA 180 cm, ikke-luftet, med sprøjtepumpeslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR03502150	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502152	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502152Y	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 10 cm forlængerslange med nålefri tilslutning, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502162	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502161	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03503150	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 3 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 3 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*

Infusionssæt TIVA 180 cm, luftet, med sprøjtepumpeslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL03502152	luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 12 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60SRL03502162	luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 12 cm forlængerslange, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR03502140	luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil, swivel og 5 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60SRL03502150	luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*

Infusionssæt TIVA 180 cm, ikke-luftet, uden sprøjtepumpeslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR035021T	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	DEHP-fri PVC	10/50*
60MR03503	ikke-luftet med tilbageløbsventil, 3 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*

Infusionssæt TIVA 180 cm, luftet, uden sprøjtepumpeslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL03504	luftet med tilbageløbsventil, 2 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*
60SRL03803	luftet med tilbageløbsventil, 3 x 3-vejshane + 5 cm forlængerslange med tilbageløbsventil	PVC-fri	50/50*
60MR03703	luftet med tilbageløbsventil, 3 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*
60MR03803	luftet med tilbageløbsventil, 3 x 3-vejshane med tilbageløbsventil + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*

TIVA sæt uden infusionssæt

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR02140	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil, drejeled og 5 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60SRL02150	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil, nålefri tilslutning og 12 cm forlængerslange, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR02161	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil og 15 cm forlængerslange, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60SRL02151Y	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil og 17 cm forlængerslange med nålefri tilslutning, 2 x 150 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60MR08261	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil og 5 cm forlængerslange, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange med 2 x anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60MR08161	3-vejshane med 2 x tilbageløbsventil og 5 cm forlængerslange, 200 cm sprøjtepumpeslange med anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60MR01161	3-vejshane med 2 x tilbageløbsventil og 15 cm forlængerslange, 200 cm sprøjtepumpeslange	PVC-fri	50/50*
60SRL04102000	2 x 3-vejshane med 3 x tilbageløbsventil og 3 x nålefri tilslutning og 12 cm forlængerslange	PVC-fri	100/100*

TIVA sæt uden infusionssæt - lav volumen

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR09160	5 cm forlængerslange med tilbageløbsventil, 200 cm sprøjtepumpeslange med tilbageløbsventil og anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09260	5 cm forlængerslange med tilbageløbsventil, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange med tilbageløbsventil og anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL09261	5 cm forlængerslange med tilbageløbsventil og nålefri tilslutning, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange med tilbageløbsventil og anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL03561	5 cm forlængerslange med tilbageløbsventil og nålefri tilslutning, 2 x 200 cm sprøjtepumpeslange med tilbageløbsventil og anti-siphon ventil og nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*

Materiale:
 Slange: TPE/ PUR, PVC DEHP-fri
 Dråbekammer: SB/TPE
 Spids: ABS
 Væskefilter: PA
 Luftfilter: PP
 Rulleklemme: ABS/PS
 Trykklemme: PP

Tilbageløbsventil: SAN/MABS/PC/Silikone
 Anti-siphon ventil: SAN/Silikone
 3-vejshane: PC/HDPE
 Luer-lock: ABS
 Beskyttelseshætte: PP
 Priming-stop: ABS/PE
 Nålefri tilslutning: PC/Silikone
 Tilslutning: ABS

Sterilisering: EO
 Infusionssæt. 20 drp aqua dest = 1 ml
 Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack
 * = minimum bestilling