



## Metallsug Nasal

- För rhinologisk undersökning
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, koppling av polypropylene (PP)

Artikelnr.	mm	Koppling	Avd./Trpt. fp
6066516020	2,0 x 150	Grön, luer-lock	40/600
6066502150	2,0 x 150	Grön, rund hub	40/600
6066516030	3,0 x 150	Blå, rund hub	40/600
6066516040	4,0 x 150	Gul, rund hub	40/600

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)