

Narkosemasker

- Grebsvenlige narkosemasker med god pasform.
- Flergangsmasker af silikone, som kan autoklaveres i op til 134°C.
- Engangsmasker af PVC med DINP-blødgører
- Maskerne passer til 15 mm eller 22 mm tilslutning, se specifikation
- Opfylder standard: EN 5356-1:2015
- Usterile

Flergangs

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014165	Neonatal, str. 0, rund, helstøbt, YD 15 mm	1/100
6014166	Nyfødt, str. 1, rund, helstøbt, YD 15 mm	1/100
6014167	Spædbarn, str. 2, rund, helstøbt, YD 22 mm	1/100



Materiale: Silikone

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014168	Barn/voksen S, str. 3, formet, helstøbt, ID 22 mm	1/100
6014169	Voksen, str. 4, rund, helstøbt, ID 22 mm	1/80
6014170	Voksen, str. 5, formet, helstøbt, ID 22 mm	1/70



Materiale: Silikone

Engangs

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp
6014171	Barn str. 3, tilslutning 22 mm	1/100
6014172	Voksen str. 4, tilslutning 22 mm	1/80
6014173	Voksen str. 5, tilslutning 22 mm	1/70



Materiale: PVC, DINP-blødgører

Æske = min. kvant/best