

FARVEKODNING MÆRKNING AF STERISSET CONTAINER



Aluminiumbrikker og håndtag

På Steriset containere er der mulighed for at farvekode med aluminiumbrikker i otte forskellige farver. Man kan placere op til 2 aluminiumbrikker pr. container. Teksten på aluminiumsbrikken findes som tilvalg. Man kan også farvekode håndtaget på Steriset efter f.eks. størrelse. Alle Steriset leveres i grundudgaven med gråt håndtag og med farvede håndtag som tilvalg.

I den faste holder på Steriset containeren kan der monteres færdiglavede tilpassede etiketter.



Etiketholder

På den korte side af Steriset containeren kan der monteres en vandret etiketholder, som er aftagelig. Der findes også lodrette etiketholdere til fast montering på den lange side.

