


# NYHED!

## Holder til sugekathetre

- Serres kateterholder kan rumme op til 10 katetre
- Passer til alle Serres beslag og holdere
- Kan placeres ergonomisk inden for rækkevidde
- kan opvaskes ved +95 °C
- Kan steriliseres ved høj temperatur (121° C)

Materiale: Polykarbonat  
Størrelse: H: 400 mm D: 73 mm B: 61 mm



- Slip for alternative løsninger til opbevaring af sugekathetre. Brug en og en
- Undgå, at de kinker

### Serres holder til sugekathetre

| Varenummer | Beskrivelse                                        | Æske/Trsp.karton |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 6057831    | Holder til sugekathetre, til skinne, genanvendelig | 1/1              |



serres