

Narkosemasker, engangsbruk

- Med oppblåsbar tetningsmansjett for optimal passform
- Gjennomsiktig narkosemaske til engangsbruk i sju ulike størrelser med fargekodet ring/feste
- Tilbakeslavsventil for å regulere luftmengden i mansjetten
- Maskene passer på koblinger på 15 mm eller 22 mm – se spesifikasjonene
- Ikke-steril

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014120	Neonatal, strl. 0, med 15 mm YD, hvit	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014121	Nyfødt, strl. 1, med 15 mm YD, rosa	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014122	Spedbarn, strl. 2, med 22 mm ID, gul	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014123	Barn, strl. 3, med 22 mm ID, grønn	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Avd.pkn. = min.kvant/best

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014124	Liten voksen, strl. 4, med 22 mm ID, rød	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014125	Stor voksen, strl. 5, med 22 mm ID, blå	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014126	Stor voksen, strl. 6, med 22 mm ID, oransje	1/30	

Materiale: Maske: PC – Luftpute: PVC (med mykgjørende DINP) – Fargekodet ring/feste: PE

Avd.pkn. = min.kvant/best