

Lukket han luer-adapter

- Er kun aktiveret, når den er forbundet med en hun luer- eller nålefri tilslutning
- Lukker automatisk, når den frakobles
- Designet til forberedelse og administrering af giftige medikamenter
- Kan bruges på en sprøjte eller et infusionssæt
- Minimer risikoen for lækage og kontaminering
- Mens den er tilsluttet, er der en indbygget dreje funktion
- Sikker tilslutning, kan ikke skille ad efter installation
- Testet op til 3 bar
- Op til 50 aktiveringer
- Primingvolumen 0,1 ml
- Neutral forskydning
- Findes præ-tilsluttet til infusionssæt eller blandingsæt



Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL80900A	Lukket han luer-adapter (mLL)	PVC-fri	100*/1500
60SRL80900C	Lukket han luer-adapter (mLL) med hætte	PVC-fri	100*/1500
60SRL80004C	Priminghætte	PVC-fri	100*/3000

Materiale:
 Lukket han luer-adapter: PSU
 Hætte: PE
 Priminghætte: PP

Sterilisering: EO
 Engangsbrug, steril 1 stk.i peel-pack
 * = minimum bestilling