




Sugeslange Mediplast





- Et omfattende sortiment af sugeslanger i forskellige udformninger. Alle vore slanger er af høj kvalitet og er smidige, knækresistente og vakuumstabile
- Du finder sugeslanger i PVC med blødgører og også helt PVC-frie
- Findes i forskellige forpakninger:
Sugeslange - Steril, dobbeltforpakket i peel-pack
Sugeslange - Hygiejneforpakket i peel-pack
Sugeslange på rulle – Hygiejneforpakket
- Standard, sugeslange: EN10079-3:2014
Standard, bobleslange: EN13544-2:2002 + A1:2009
- Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com
** Mediplast Srl / www.mediplast.com/it

Trsp.karton= mindste kvantitet/bestilling

Sugeslange, standard, riflet slange


Slangerne pakkes først i en pose og derefter i en peel-pakning for at sikre en korrekt steril håndtering. Slangens overflade er riflet, hvilket betyder, at den kan tåle et højt vakuum. Den har god transparens, hvorfor indholdet kan inspiceres.

PVC med blødgører DOTP/DEHT (phthalatfri) eller DINP

Varenr.	Konnektor	Længde	ID / UD mm	Materiale	Hårdhed	Ch	Sterili-sering	Æske/Trsp.kart
6099900 6099901 6099903 6099905		200 cm 75 cm 250 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 50 50 40
6099954		300 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	75	30	EO	40
6099910 6099915		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099920 6099921 6099925		200 cm 200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Usteril EO	50 50 40
6099930		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099940		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099942		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099956 6099957		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Usteril	50
6099959		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099063 6099064				K-resin	75	25	EO Usteril	400 200*/3000

* Æske = mindste kvantitet/bestilling


PVC-Frie

Varenr.	Konnektor	Længde	ID / UD mm	Hårdhed	Ch	Sterili-sering	Æske/Trsp.kart
6088800 6088805		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50 40
6088810		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088850 6088851		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO Usteril	50

Trsp.karton= mindste kvantitet/bestilling



Sugeslange, speciel, glat slange - phthalatfri PVC

Den ene ende er bubbleslange (konnektørløs ID/UD 7,5/10 mm), og den anden ende har en specialkonnektor med eller uden vakuumkontrol.

Varenr.	Konnektor	Længde	ID / UD mm	Materiale	Hårdhed	Ch	Sterili-sering	Æske/Trsp.kart
6099979		350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	40
6099980		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099982		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50
6099985		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Usteril	50

Sugeslange, ØNH, glat slange - PVC med blødgører DOTP/DEHT (phthalatfri) eller DINP

Vi tilbyder et udvalg af sterile slanger, som er specielt udvalgte til øre-næse-hals området. Slangerne har specielt udformede konnektorer, som passer til bronko-/esofagoskopi, nasal- og øresuger. Slangen er generelt blødere, dvs. lavere Shore (hårdhed).

Varenr.	Konnektor	Længde	ID / UD mm	Materiale	Hårdhed	Ch	Sterili-sering	Æske/Trsp.kart
** 6066152100 6066153510		200 cm 350 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	73 - 75	30	EO	50 40
6099990 6099992		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40
6099977 6099978		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099996		350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	40
6099987		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	60 - 63	25	EO	50
6099998 6099999		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40

Trsp.karton= mindste kvantitet/bestilling

Sugeslange, abort med 360° roterende håndtag, DEHP-fri PVC

En højflowsslange som passer til alle engangskyretter.

Varenr.	Konnektor	Længde	ID / UD mm	Hårdhed	Ch	Sterilisering	Æske/Trsp.kart
6070002	 	200 cm	9,6 / 14,5	75	45	EO	15

Bobleslange på rulle, PVC med blødgører ATBC, glat slange

Usteril bobleslange leveres på rulle. Den er hygiejnepakket i en praktisk dispenserbox, klar til at blive klippet i den ønskede længde. Slangen har "bobler", som kommer igen ca. en gang/meter. Klippes slangen midt i boblen, får man automatisk en konnektor med noget større diameter end resten af slangen.

Varenr.	Konnektorer	Længde	ID / UD mm	Farve	Ch	Sterilisering	Æske/Trsp.kart
6099970-1	—	30 m	3/5 - 8/10	Grøn	15	Usteril	1*/5
6099975-1	—	30 m	3/5 - 8/10	Transparent	15	Usteril	1*/5
6099973-1			5/7 - 10/12		21		
6099976-1			7/10 - 11/14		30		

*Æske = mindste kvantitet/bestilling

Bobleslange, klippet i længder på 180 cm med bobler i begge ender, PVC med blødgører ATBC, glat slange

Varenr.	Farve	Længde	ID / UD mm	Hårdhed	Ch	Sterilisering	Æske/Trsp.kart
6099960-1	Grøn	180 cm	3/5-8/10	68 - 70	15	Usteril	50
6099966-1	Transparent		5/7-10/12		30		

Trsp.karton= mindste kvantitet/bestilling