

Suge Sæt


- Engangssugesæt klar til brug
- Steril 1-stk pakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Materiale: Hvid ABS-plast, PVC / DEHP-fri PVC, PP, medicinsk rustfrit stål

Sugesæt til Mellemørekirurgi (DEHP-fri PVC)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502070	Metalsug 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 80 mm, grøn (6066500200) 2 m Sugelang Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	30/30 
6066532070	Metalsug 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 80 mm, grøn (6066500200) 3,5 m Sugelang Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	30/30 
6066502075	Metalsug 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 3,5 m Sugelang Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	30/30 

Æske = mindste kvantitet/bestilling
 Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com


Sugesæt til Mastoidektomi (DEHP-fri PVC)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502704	Metalsug 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 2 st 3,0 x 80 mm, blå (6066500300) 3,5 m Sugesslange Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	30/30 

Sugesæt til Stapedektomi (DEHP-fri PVC)






Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502703	Metalsug 2 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 3,5 m Sugesslange Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	30/30 
6066502280	Metalsug 2 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 80 mm, grøn (6066500200) 3,5 m Sugesslange Sugehåndstykke, uden vakuumkontrol (606650509)	30/30 

Sugesæt

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502705	Metalsug 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) Sugehåndstykke, med vakuumkontrol Wullstein (606650991)	30/360 





Æske = mindste kvantitet/bestilling
 Producent: Medioplast AB / www.medioplast.com

Sugesaet

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502706	Metalsug 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 3,5 m Sugelang Sugehåndstykke, med vakuumkontrol Wullstein (606650991)	10/40 
6066502707	Metalsug 2 st 0,4 x 70 mm, lilla (6066500040) 2 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208)	30/360 
6066502708	Metalsug 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 1 st 1,0 x 100 mm, brun (6066509100) 1 st 1,4 x 100 mm, hvid (6066509140) Sugehåndstykke, med vakuumkontrol YakiSaki (606650990)	20/320 
6066502709	Metalsug 1 st 0,4 x 70 mm, lilla (6066500040) 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 80 mm, grøn (6066500200)	30/360 
6066502710	Metalsug 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,2 x 70 mm, lyserød (6066500120) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 1,7 x 70 mm, grå (6066500170) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 3,5 m Sugelang Sugehåndstykke, med vakuumkontrol (606650992)	15/60 

Æske = mindste kvantitet/bestilling
 Producent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Sugesaet

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066502711	Metallsug 2 st 0,4 x 80 mm, lilla (6066500045) 2 st 0,7 x 80 mm, sort (6066500072) 2 st 1,4 x 80 mm, hvid (6066500142) 2 st 2,0 x 80 mm, grøn (6066500200)	30/360 
6066502712	Metallsug 2 st 0,4 x 70 mm, lilla (6066500040) 2 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) 1 st 3,0 x 80 mm, blå (6066500300) Sugehåndstykke, med vakuumkontrol YakiSaki (606650990)	30/360 
6066502713	Metallsug 1 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 1 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 1 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 1 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) Sugehåndstykke, med vakuumkontrol YakiSaki (606650990)	30/360 
6066502715	Metallsug 2 st 0,4 x 70 mm, lilla (6066500040) 2 st 0,7 x 70 mm, sort (6066500070) 2 st 1,0 x 70 mm, brun (6066500100) 2 st 1,4 x 70 mm, hvid (6066500140) 2 st 2,0 x 70 mm, grøn (6066500208) Sugehåndstykke, med vakuumkontrol YakiSaki (606650990)	30/360 

Æske = mindste kvantitet/bestilling
 Producent: Medioplast AB / www.medioplast.com