



optiPure™

FÖRFYLLDA SPRUTOR MED STERILT VATTEN


Förfyllda sprutor med sterilt vatten används vanligen för att fylla kuffen i en kvarliggande Foley-kateter.

OptiPure är en, steril, klass 1, medicinskteknisk produkt. Den finns i två utföranden för att ge patienten bästa komfort: förfylld spruta med sterilt vatten och förfylld spruta med sterilt vatten och 10 % glycerin, avsedd att säkrare bibehålla nivån av fyllnaden i kuffen.

OptiPure funktioner och fördelar:

- Genom att välja typ av spruta kan konstant flöde vid appliceringen bibehållas
- Volymmärkning på den förfyllda sprutan säkerställer att rätt mängd vätska appliceras
- Steriliserad in- och utvändigt med lätt öppningsbar förpackning för säker och bibehållen sterilitet.
- Finns i två utföranden för extra patientbekvämlighet

Art. nr.	Beskrivning	Avd. frp	Trsp. frp
60101128	Förfylld spruta med 10 ml sterilt vatten	200	200
60101131	Förfylld spruta med 10 ml sterilt vatten och 10 % glycerin	20	200



optimummedical®

First Floor, Unit 5, Armely Court,
Armley Road, Armley, Leeds,
LS12 2LB, UK
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Fax: +44 (0) 114 238 3826
E: info@optimummedical.de
W: www.optimummedical.de

Mediplast AB

Box 1004
212 10 Malmö
Sweden
Phone: +46 (0)40-671 23 00
Fax: +46 (0)40-671 23 10
E: mediplast.info@mediplast.com



Company Registration No: 6779883

