



60Y-147T



60Y-280T

Spolset

SPOLSET MEDIPLAST, för spoldropp vid olika skopiundersökningar. Med spike, mjuk droppkammare och rullklämma, universalkoppling i silikon för anslutning till instrumentet. Sterilt 1-st-förp. Dubbelpackade (PE-påse + blisterpack)

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
60Y-280T	1-vägs, ftalatfri PVC slang (YD 6,8 x ID 4,8 mm) Slanglängd: 280 cm - Total längd: 310 cm	10/20
60Y-190T	Slanglängd: 190 cm - Total längd: 210 cm	10/20

UROLOGISKT SPOLSET, Y-förgrening med 2 spikar till spoldroppspåsar, rullklämma och stor droppkammare vilket ger ett flöde med minimerad risk för luftbubblor.

Integrerad nippel för anslutning till kateter. Universalkoppling i silikon eller bipackad luerkoppling, för anslutning till cystoskop.

Sterilt 1-st-förp. Dubbelpackade (PE-påse + blisterpack)

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
60Y-147T	2-vägs, dubbla spikar till 2 spoldroppspåsar, ftalatfri PVC-slang (YD 6,8 x ID 4,8 mm) Slanglängd: 150 cm - Total längd: 210 cm	10/20
60Y-200T	Slanglängd: 200 cm - Total längd: 260 cm	10/20

Material: Ftalatfri PVC, mjukgörare TOTM / ABS / Silikon / PP / PE
Latexfri
Tillverkare: Medioplast Srl / www.medioplast.com/it
Trpt.fp = min.kvant/best