



Sugset Ortopedi engångs

- Sugslang 3,5 m K/K (blå konor)
- Handtag inkl filter
- Extra filter
- Sugmunstycke, 2-vägs, 23 cm och 15 cm

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
60QP09061	Sugset Ortopedi	20/40

Avd.förp = min.kvant/best

Material:
 Sugslang: PVC, mjukgörare DINP
 Handtag och Filter: SAN
 Sugmunstycke: PVC-MBS, mjukgörare ESBO