



Metalsug med transparent håndtag til bronkoskopi

- Bronchoskopi- og Esophagoskopisug til voksne og børn
- Til lige/ufleksibel skopi
- Engangssug i forskellige længder
- Håndtag med eller uden vacuumkontrol
- Steril 1-stk. pk. i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfritstål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
Med vacuumkontrol		
6061616270	2,0 x 270 mm – Black Tip med sidehull	10/90
6061616232VC	2,0 x 300 mm	10/90
6061616233VC	3,0 x 300 mm	10/90
6061616234VC	4,0 x 300 mm	10/90
6061616242VC	2,0 x 400 mm	10/120
6061616243VC	3,0 x 400 mm	10/120
6061616244VC	4,0 x 400 mm	10/120
6061616252VC	2,0 x 500 mm	10/120
6061616253VC	3,0 x 500 mm	10/120
6061616254VC	4,0 x 500 mm	10/120
6061616262VC	2,0 x 550 mm	10/120
6061616263VC	3,0 x 550 mm	10/120
6061616264VC	4,0 x 550 mm	10/120

Uden vacuumkontrol		
6061616232	2,0 x 300 mm	10/90
6061616233	3,0 x 300 mm	10/90
6061616234	4,0 x 300 mm	10/90

Æske = mindste kvantitet/bestilling



6061616270

