

KoloBa™ SOFT

Kolostomiposen med et ekstra beskyttende filter og ekstra fleksibel hudbeskyttende plate



KoloBa™ SOFT har en ekstra tynn, myk og fleksibel hudbeskyttende plate for stomiopererte som ønsker en optimal tilpasning uten å ofre lekkasjekontroll. Akkurat som KoloBa™, er KoloBa™ SOFT en videreutvikling fra de tradisjonelle kolostomiposene og har et ekstra beskyttende karbonfilter. Karbonfilteret i alle KoloBa™-poser beskyttes av en unik mellomvegg med luftkanaler. Dette reduserer betydelig risikoen for at filteret blir dekket til eller tett, eller at tarminnhold trenger ut av filteret. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. KoloBa™ SOFT er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi med både ferdigstansede og oppklippbare plater.

Art.nr.	KoloBa™ SOFT MINI volum 100 ml	Art.nr.	KoloBa™ SOFT MIDI volum 200 ml	Art.nr.	KoloBa™ SOFT MAXI volum 300 ml
202255	Hullstr. 15–50 mm	202262	Hullstr. 15–60 mm	202269	Hullstr. 15–60 mm
202256	Hullstr. 20 mm	202263	Hullstr. 20 mm	202272	Hullstr. 30 mm
202257	Hullstr. 25 mm	202264	Hullstr. 25 mm	202273	Hullstr. 35 mm
202258	Hullstr. 30 mm	202265	Hullstr. 30 mm	202274	Hullstr. 40 mm
202260	Hullstr. 35 mm	202266	Hullstr. 35 mm	202276	Hullstr. 45 mm

30 stk. per pakke