

seca 384 Babyvåg



Art. Nr. 3847017099

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

HOLD, TARE och STORE funktion ingår. Med STORE funktionen kan du först väga barnet och sedan t.ex. mata barnet och väga det igen och få viktskillnaden i gram.

Välj själv skalindelning. 10gram med maxvikt 10 kg eller 20 gram med maxvikt 20 kg.

Den helgjutna designen gör det enkelt att göra rent och vågen har en tydlig display.

Vid vägning av barn som kan stå kan man ta bort vågskålen (se bruksanvisningen).

Vågen stänger automatiskt av sig när du är klar med vägningen.

Levereras med 6 st vanliga AA-batterier, som klarar ca.10.000 vägningar.

Vågen är lätt att flytta tack vare dess låga vikt.

Seca 414 transportväska finns som tillbehör.

Kapacitet	10 kg respektive 20 kg
Gradering	10 g för 0 -10 kg eller 20 g för 0-20 kg
Vikt	2,5 kg
Mått (BxHxD)	550 x 165 x 360 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass II
Certifikat för varje enskild våg medföljer	