


Tranfusjonssett

- Ekstra stort filterområde (17,2 cm²) gir effektiv filtering og høy tranfusjonshastighet
- Slinger av ulike lengder mellom 180–320 cm
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Rulleklemme for maksimal presisjon som sikrer konsekvent og sikker infusjonshastighet
- Spiss uten silikon som sikrer god tilkobling til tranfusjonsposen
- Blodfilter 200 µm
- Flowstop med hydrofobt filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- Selvtløsende, roterende luer-lock
- Tilgjengelig med to spisser og/eller treveis stoppekran/nålefri kobling
- MR-kompatibel



Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR60500202	Tranfusjonssett 180 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL60500202	Tranfusjonssett 180 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500200T	Tranfusjonssett 180 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500300	Tranfusjonssett 180 cm, med to spisser	PVC-fri	50/50*
60SRL60500300T	Tranfusjonssett 180 cm, med to spisser	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500204	Tranfusjonssett 180 + 12 cm med nålefri kobling	PVC-fri	10/100*
60MR60500231	Tranfusjonssett 180 cm, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse	PVC-fri	10/100*
60MR60500210T	Tranfusjonssett 220 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500213	Tranfusjonssett 250 cm	PVC-fri	10/100*
60MR60500203	Tranfusjonssett 320 cm	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: PVC DEHP-FRI/TPE Dråpekammer: PVC DEHP-FRI/SB Spiss: ABS Blodfilter: PA Rulleklemme: ABS/PS	Klype: PP Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Kobling: ABS Luer-lock: ABS Treveis stoppekran: PC/HDPE Nålefri kobling: PC/silikon	Sterilisering: EO Tranfusjonssett. 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
---	---	---