



## Metallsug - Dental

- Engangssug for dentale inngrep og skylninger
- Engangs. Enkeltpakket i peel-pack
- Medisinsk rustfritt stål, kon av polyprop (PP)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Farge	Avd./Trpt. fp
6092650712	Metallsug 0,7 x 12 mm, usteril	svart	500/15000
6092650712	Metallsug 0,7 x 12 mm, sterile (EO)	svart	500/15000

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)