



Medioplast containerkurv

- Kurver av høy kvalitet tilpasset SteriSet® container
- Kurvene er stabile og har vippehåndtak
- Maskehull ca. 6 x 6 mm. For bedre gjennomspyling og for å minimere skyggeområder
- Kurver som er 30 mm høye har faste håndtak og maskehull ca. 4 x 4 mm. Disse kurvene brukes hovedsakelig til mindre instrumenter
- CE: MDR 2017/745



Art.nr.	Beskrivelse	Høyde	Lengde	Bredde	
707022	Modell 1/2	30 mm	236 mm	236 mm	
707025	Modell 1/2	60 mm	236 mm	236 mm	
707525	Modell 1/2	80 mm	236 mm	236 mm	
707526	Modell 1/2	100 mm	236 mm	236 mm	
707012	Modell 3/4	30 mm	403 mm	236 mm	
707015	Modell 3/4	60 mm	403 mm	236 mm	
707515	Modell 3/4	80 mm	403 mm	236 mm	
707516	Modell 3/4	100 mm	403 mm	236 mm	
707002	Modell full lengde	30 mm	508 mm	236 mm	
707005	Modell full lengde	60 mm	508 mm	236 mm	
707505	Modell full lengde	80 mm	508 mm	236 mm	
707506	Modell full lengde	100 mm	508 mm	236 mm	



Kurv - høyde 30 mm
707022, 707012 og 707002