



danumed® Ravintoletkut gastrostomianappiin

Enteraalisen ravinnon ja nestemäisen lääkityksen antoon sekä paineen alentamiseen.

Innovatiiviset ominaisuudet takaavat hyvän virtausnopeuden ja helpon käsittelyn.

Kustannustehokas ratkaisu, jonka käyttöikä on jopa 14 päivää.

**Optimaalisesti
Suunniteltu Tuote**



MUKAVUUS



Innovatiivinen pyörivä liitin **ENSwivel**

- Mahdollistaa ENFit® liitäntöjen helpon yhdistämisen ja irroittamisen "kahden sormen käännöllä". Yksinkertainen, nopea ja mukava.
- Vain pyörivä Swivel kääntyy, ei koko letku. Tällä ominaisuudella vältetään enteraaliletkun kiertyminen, joka on kivuliasta potilaalle ja hankalaa käyttäjälle.
- Kaikista danumed ENFit® -liittimistä (ENFit®, Y-ENFit® ja Bolus-ENFit®) löytyy ENSwivel®-ominaisuus.



Korkealuokkainen liitin

- Lukitusmekanismin muotoilu varmistaa helpon, turvallisen ja tiiviin liitännän nappiin.



Sisälumenen kaarre on pyörästetty esteetöntä virtausta varten.



Ergonomisesti muotoiltu ja hyvän otteen takaava uurrettu nappiliitäntä.

TURVALLISUUS

Paras mahdollinen potilasturvallisuus

- DIN EN ISO 80369-3 -standardin mukainen ENFit®-liitin välttää letkujen väärinliitokset ja parantaa merkittävästi potilasturvallisuutta.
- Kaikki danumedin ENFit®-liittimet on valmistettu TRITAN-muovista, joka kestää vahvoja liuoksia/lääkkeitä.
- ENFit®-liittimellä varustetut ravintoletkut ovat lateksittomia, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaita.
- Letku on valmistettu polyuretaanista - bioyhteensopiva, ei taipuessaan mene tukkoon, materiaali, joka mahdollistaa käytön jopa 14 vuorokauden ajan.



danumed® Ravintoletku, kulmaliitin



Tuotenro	Kuvaus	Pituus (cm)	Liitin	Lateksiton	PVC-vapaa	DEHP-vapaa	BPA-vapaa
DA 1011 3011	Ravintoletku, Steriili , 30 cm, ENFit®, ENSwivel®	30 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6011	Ravintoletku Steriili , 60 cm, ENFit®, ENSwivel®	60 cm	ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 0521	Ravintoletku Steriili , 5 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	5 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 3021	Ravintoletku Steriili , 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•
DA 1011 6021	Ravintoletku Steriili , 60 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit®	•	•	•	•

Tuotteessa kulmaliitin ja standard-letku. Yksittäin pakattu. 10 kpl/ltk, 10 ltk/kulj.pakk.



danumed® Ravintoletku, suora liitin



Tuotenro	Kuvaus	Pituus (cm)	Liitin	Lateksiton	PVC-vapaa	DEHP-vapaa	BPA-vapaa
DA 1011 3032	Ravintoletku Steriili , 30 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	30 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6032	Ravintoletku Steriili , 60 cm, ENFit® Bolus, ENSwivel®	60 cm	ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 3022	Ravintoletku Steriili , 30 cm, Y-ENFit® Bolus, ENSwivel®	30 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•
DA 1011 6022	Ravintoletku Steriili , 60 cm, Y-ENFit® Bolus, ENSwivel®	60 cm	Y-ENFit® Bolus	•	•	•	•

Tuotteessa suora liitin ja isoluuminen letku. Yksittäin pakattu. 10 kpl/ltk, 10 ltk/kulj.pakk.
Bolus-ravintoletkut ovat saatavilla tilauksesta kartioliittimellä ENFit®-liitännän sijaan.

danumed® Ravintoletkut lisätarvikkeet:



danuButton®
Gastrostomianappi



danumed®
Enteraalinen ruisku

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com

**danumed Medizintechnik GmbH –
Yksilölliset ratkaisut ovat standardimme.**

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Saksa
Puhelin + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Faksi + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE