



Indikasjon:
 Bandasjering, polstring under gips og
 skinner eller under støtt- og
 kompresjonsbandasje. Usteril versjon.
 Brukes kun på uskadet hud.

Polstringsvatt Danasoft Syntet

MEDIPLAST kan tilby **DANASOFT SYNTET**, en syntetisk polstringsvatt. Den er myk, hudvennlig og slipper luft igjennom. Minimerer risikoen for hudmaceration. Vatten er rivbar for optimal plassform. Vannavvisende. **DANASOFT SYNTET** finnes i usteril og steril versjon.

DANASOFT SYNTET: Polyester 83 g/m²

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
607070	5 cm x 2,7 meter	12	288
607071	7,5 cm x 2,7 meter	12	192
607072	10 cm x 2,7 meter	12	144
607073	15 cm x 2,7 meter	12	96
607074	20 cm x 2,7 meter	6	72

DANASOFT SYNTET STERIL: Polyester 83 g/m²

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
607070S	5 cm x 2,7 meter	10	150
607071S	7,5 cm x 2,7 meter	10	150
607072S	10 cm x 2,7 meter	8	120
607073S	15 cm x 2,7 meter	8	120
607074S	20 cm x 2,7 meter	15	30

Avd.förp = min.kvant/best