



Engangs, Sugeseett Ortopedi

- Sugeseange 3,5 m K/K (blå koner)
- Håndtak inkl filter
- Ekstra filter
- Sugemunnstykke, 2-veis, 23 cm og 15 cm

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. Fp
60QP09061	Sugeseett Ortopedi	20/40

Avd.fp = min.kvant/best

Material:
 Sugeseange: PVC, mykner DINP
 Håndtak og Filter: SAN
 Sugemunnstykke: PVC-MBS, mykner ESBO