



Indikation:
 Støtter og fikserer, let kompressionseffekt. Sikrer varig, let kompression, selv efter længere tids brug. Kan også bruges under gips -, skinner og kohesive bandager. Giver let støtte og belastningsoverførsel fra led og ledbånd. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Latexfri Tubulær bandage, kompression

MEDIPLAST kan tilbyde DANAGRIP, en elastisk støtte- og fikseringsbandage med kompressionseffekt. Hul og snit kan klippes. Kan anvendes enkelt eller dobbelt afhængig af den ønskede kompression. God luftgennemtrængelighed. God elasticitet, kan udvides 3 gange sin bredde. Bandagerne findes i fire forskellige materialer: ubleget bomuld, bleget bomuld, viskose og bambus.

DANAGRIP – Ubleget Bomuld

Bomuld, Elastan, Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt længde

DANAGRIP – Bleget Bomuld

Bomuld, Elastan, Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt

Varenr. Ubleget	Varenr. Bleget	Beskrivelse	Æske	Trsp.karton
6050901	6050931	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	28
6050902	6050932	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	34
6050903	6050933	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	28
6050904	6050934	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	28
6050905	6050935	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	26
6050906	6050936	Str. F = 10 cm, lår	1	22
6050907	6050937	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	20
6050912	6050942	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050908	6050938	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050909	6050939	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050910	6050940	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050911	6050941	Str.M = 36 cm, store kroppe	1	6

Made in Denmark

Æske = mindste kvantitet/bestilling

DANAGRIP – Bambus

Bambus, Elastan, Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt længde

DANAGRIP – Viskose

Viskose, Elastan, Polyamid

Længde: 10 meter ustrakt længde

Varenr. Bambus	Varenr. Viskose	Beskrivelse	Æske	Trsp.karton
6050951	6050971	Str. A = 4 cm, små arme og ben	1	28
6050952	6050972	Str. B = 6,25 cm, små hænder	1	34
6050953	6050973	Str. C = 6,75 cm, hånd, smalle arme, ben (børn)	1	28
6050954	6050974	Str. D = 7,5 cm, almindelige ben	1	28
6050955	6050975	Str. E = 8,75 cm, ben, knæ	1	26
6050956	6050976	Str. F = 10 cm, lår	1	22
6050957	6050977	Str. G = 12 cm, kraftige lår	1	20
6050962	6050982	Str. H = 14 cm, kraftige lår, små kroppe	1	16
6050958	6050978	Str. J = 18 cm, små kroppe	1	8
6050959	6050979	Str. K = 22 cm, almindelige kroppe	1	8
6050960	6050980	Str. L = 32,5 cm, store kroppe	1	6
6050961	6050981	Str.M = 36 cm, store kroppe	1	6

Made in Denmark

Bambus er et miljøvenligt alternativ til bomuld. Produktet er meget komfortabelt og behageligt mod huden og et ideelt alternativ til bl.a. varme og svedige patienter.

Æske = mindste kvantitet/bestilling