



## Myringotomi Skalpel

- Engangs Myringotomi Skalpel
- Anvendes til paracentese af trommehinden ved drænanlæggelse
- Pakket sterilt og enkeltvis i peel pack
- Sterilisation: EO
- Materiale: PP/ Medicinsk rustfrit stål (ædel stål)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066121370	1,3 x 70 mm, rød, trefaset spids	30/720
6066121070	1,0 x 70 mm, lyserød, trefaset spids	30/720
6066121170	1,0 x 70 mm, orange, dobbeltslebet spids	30/720

Æske = mindste kvantitet/bestilling