

# PVC GENOPLIVNINGSSÆT - TIL ENGANGSBRUG

Ikke-genindåndningsventil med overtryksventil 40 cmH<sub>2</sub>O og 30 mm O.D. tilslutning til PEEP-ventil.

## Sæt til spædbørn

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 280 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 1.
- Reservoirpose 600 ml.
- 200 cm O<sub>2</sub>-slange.



Art.nr 8410395

## Sæt til barn

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 450 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 3.
- Reservoirpose 2500 ml.
- 200 cm O<sub>2</sub>-slange.



Art.nr 8410295

## Sæt til voksen

- I en gennemsigtig PE-pose.
- PVC resuscitator (genoplivningspose) 1500 ml.
- PVC ansigtsmaske størrelse 5.
- Reservoirpose 2500 ml.
- 200 cm O<sub>2</sub>-slange.



Art.nr 8410195

## PVC genoplivningssæt

Æske = mindste kvantitet/bestilling

| Varenummer | Beskrivelse      | Æske/Trsp.karton |
|------------|------------------|------------------|
| 8410395    | Sæt til spædbarn | 1/6              |
| 8410295    | Sæt til barn     | 1/6              |
| 8410195    | Sæt til voksen   | 1/6              |

**VBM**
