




Larynx Nål

Trans-oral nål for injeksjoner i halsen med steroider, gel eller lokalbedøvelse. Ideell for eksempel ved behandling av stemmebåndparese.

Engangsnål med standard luer lock fatning som passer alle luer sprøyter. Utviklet i samarbeid med svenske otolaryngologister/ fonetikere.

Artikelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt.fp
606261230	0,5 x 230 mm, 25G	10/150

Avd.fp = min.kvant/best

CE: Klasse IIa
Materiale:
PP / medisinsk rustfritt stål
Produsent:
Mediplast AB / www.mediplast.com