



optiPure™

SPRØJTER FORFYLDT MED STERILT VAND


Forfyldte sprøjter, der indeholder sterilt vand, anvendes typisk til at udspile kateterballonen på et Foley kateter.

OptiPure er sterilt, medicinsk udstyr i klasse I. Fås i to varianter: sprøjte forfyldt med sterilt vand og sprøjte forfyldt med sterilt vand og 10% glycerin, der er designet til at sikre at opretholde en vedvarende udspiling af kateterballonen.

OptiPure funktioner og fordele:

- Anvendelse af sprøjtekonstruktionen muliggør konstant flowkontrol under anvendelse.
- Måleenheden på den forfyldte sprøjte sikrer en nøjagtig anvendelse af væske.
- Steriliseret både indvendigt og udvendigt. Emballagen er nem at åbne, hvilket muliggør sikker anvendelse i sterile områder.
- Fås i to varianter for ekstra patientkomfort.

Art. nr.	Beskrivelse	Avd. frp	Trsp. frp
60101128	10 ml forfyldt sprøjte med sterilt vand	200	200
60101131	10 ml forfyldt sprøjte med sterilt vand og 10% glycerin	20	200



LATEXFRI
STERILE R CE 0473

Forhandler:
MEDI PLAST
Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com


optimummedical®

First Floor, Unit 5, Armely Court,
Armley Road, Armley, Leeds,
LS12 2LB, UK
Tel: +44 (0) 845 643 5479
Fax: +44 (0) 114 238 3826
E: info@optimummedical.de
W: www.optimummedical.de



Company Registration No: 6779883