



# danumed® StomaMeter

## Stoma måle enhed med retentions ballon

*StomaMeter er et måleinstrument til bestemmelse af stomilængden.*

*Længden af stomikanalen måles enkelt, nøjagtigt og pålideligt for at sikre det perfekte valg af den optimale gastrostomiknap.*



*En nøjagtig bestemmelse af længden af den enterale stomi forbedrer gastrostomiknappens pasform og dermed patientens sikkerhed og komfort.*

## KOMFORT

- Blødt, fleksibelt materiale giver patient komfort
- Flad retentionsplade forenkler aflæsning af målte værdier
- Påtrykt volumen til ballon på påfyldnings studs
- Praktisk tilbehør i hver pakke: Gel, en danumed® sprøjte 10 ml til ballon
- Fås i størrelse 12 Fr, der passer til hver stomi

## SIKKERHED

- Fremstillet af medicinsk silikone af høj kvalitet
- Komfortabel håndtering for brugeren
- Flad, afrundet spids for at undgå traumer
- Røngtenfast linje i hele sondens længde
- Præcis aflæselig og aftørringssikker skalering



## danumed® StomaMeter

| REF          | Størrelse Fr | Stykker/salgsenhed |
|--------------|--------------|--------------------|
| DA 1045 0112 | 12           | 1 piece            |

danumed® StomaMeter måleenhed med ballon til sonde er individuelt sterilt emballeret. StomaMeter leveres i en steril peel-pack med gel og en steril danumed® sprøjte 10 ml til ballon i hver æske. 10 æsker i en forsendelseskarton.

danumed® StomaMeter er

• Latex-fri • PVC-fri • DEHP-fri • BPA-fri

Forhandler:

**MEDI PLAST**

Medioplast A/S  
Marielundvej 46E, 2730 Herlev  
T 43 44 40 00  
info.dk@mediplast.com  
www.mediplast.com