

IloBa®

Ileostomiposen med tilbakeslagsventil, to klebrige hydrokolloidlag og et spesialtilpasset karbonfilter



IloBa® tømbar ileostomipose har et unikt design og en innebygget tilbakeslagsventil som forhindrer posens innhold i å strømme tilbake til stomien.

Alle IloBa® - og SnapOn™ IloBa®-posene har et spesialtilpasset karbonfilter med et ekstra lag, som forhindrer lekkasje. Filteret beskyttes også av en unik mellomvegg med luftkanaler. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

IloBa® har en kombinasjon av to klebrige lag hydrokolloid med ulike egenskaper. Hydrokolloid-laget som ligger nærmest stomien (det mørke laget) kan formes, har høy absorpsjonsevne og hever seg for å skape en optimal forsegling rundt stomien. Det ytterste hydrokolloid-laget (det lyse laget) er tynnere, slik at det kan følge foldene i huden, og har et ekstra sterkt klebemiddel og mer fleksibilitet.

Posen er dekket av et mykt, ikke-vevd lag der fronten kan åpnes til et «vindu» for kontroll. Den tømbare åpningen lukkes med borrelås. IloBa® er tilgjengelig i størrelsene Midi og Standard med både ferdigstansede og oppklippbare plater .

Art.nr.	IloBa® MIDI, volum 310 ml	Art.nr.	IloBa® STANDARD, volum 410 ml
220324	Hullstr. 15–60 mm	220332	Hullstr. 15–60 mm
220325	Hullstr. 20 mm	220333	Hullstr. 20 mm
220326	Hullstr. 22 mm	220334	Hullstr. 22 mm
220327	Hullstr. 25 mm	220336	Hullstr. 25 mm
220328	Hullstr. 28 mm	220337	Hullstr. 28 mm
220329	Hullstr. 30 mm	220338	Hullstr. 30 mm
220330	Hullstr. 32 mm	220339	Hullstr. 32 mm
220331	Hullstr. 35 mm	220340	Hullstr. 35 mm

30 stk. per pakke