

Narkosemasker

- Gripsvennlige narkosemasker med god passform
- Flerbruksmasker i silikon som kan autoklaveres i opptil 134 °C.
- Engangsmasker av PVC med mykgjørende DINP
- Maskene passer på koblinger på 15 mm eller 22 mm – se spesifikasjonene
- Oppfyller standarden: EN 5356-1:2015
- Ikke-steril

Flergangsbruk

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014165	Neonatal, strl. 0, rund, helstøpt, YD 15 mm	1/100	
6014166	Neonatal, strl. 1, rund, helstøpt, YD 15 mm	1/100	
6014167	Spedbarn, strl. 2, rund, helstøpt, YD 22 mm	1/100	

Materiale: Silikon

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014168	Barn/voksen S, strl. 3, formet, helstøpt, ID 22 mm	1/100	
6014169	Voksen, strl. 4, formet, helstøpt, ID 22 mm	1/80	
6014170	Voksen, strl. 5, formet, helstøpt, ID 22 mm	1/70	

Materiale: Silikon

Engangsbruk

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014171	Barn strl. 3, kobling 22 mm	1/100	
6014172	Voksen strl. 4, kobling 22 mm	1/80	
6014173	Voksen strl. 5, kobling 22 mm	1/70	

Materiale: PVC, mykgjørende DINP

Avd.pkn. = min.kvant/best