

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP1 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NON24600**



Kuvaus Kartionmallinen • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP1	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	22	2,68
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	20	0,84
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	20	3,36
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,6	0,42
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,1	1,36
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	2,31

Materiaali, tuote	Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen Vaahtomuovireunus: Polyesteri Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex
--------------------------	---

Mitat	130 x 110 mm
--------------	--------------

Pakkaus	20 kpl/osastorasia 240 kpl/kuljetuspakkaus
----------------	---

Säädökset:	EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP1 Personal protective Equipment Category III
-------------------	--

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyys ja ihoherkistävyyys on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistu

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP1 Hengityssuojain

Tuotenumero
RFP1F



Kuvaus Pakattu tasaiseksi • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP1	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	22	2,85
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	20	1,03
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	20	3,61
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,6	0,3
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,10	0,97
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3,00	1,73

Materiaali, tuote
 Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polyesteri
 Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex

Mitat Korkeus 180 mm, nenästä yläosaan 80 mm, leveys 90 mm

Pakkaus
 20 kpl/osastorasia
 240 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset: EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP1
 Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP2 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NONE24508**



Kuvaus Taitettu tasaiseksi • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP2	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	22	2,85
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	20	1,03
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	20	3,61
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,6	0,3
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,10	0,97
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3,00	1,73

Materiaali, tuote
 Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polyesteri
 Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex

Mitat Korkeus 180 mm, nenästä yläosaan 80 mm, leveys 90 mm

Pakkaus
 20 kpl/osastorasia
 240 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset: EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2
 Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP2 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NONE24509**



Kuvaus Kartionmallinen • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP2	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	8	2,68
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	6	0,724
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	6	3,36
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,7	0,67
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,4	1,36
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	2,38

Materiaali, tuote
 Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polyesteri
 Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex

Mitat 130 x 110 mm

Pakkaus
 20 kpl/osastorasia
 240 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset: EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2
 Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP2 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NON24509V**



Kuvaus Kartionmallinen • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Uloshengitysventtiili • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP2	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	8	4,28
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	6	0,24
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	6	0,68
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,7	0,42
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,4	1,52
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	2,45

Materiaali, tuote	Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen Vaahtomuovireunus: Polyesteri Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex Venttiili: ABS
--------------------------	---

Mitat	130 x 110 mm
--------------	--------------

Pakkaus	10 kpl/osastorasia 120 kpl/kuljetuspakkaus
----------------	---

Säädökset:	EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2 Personal protective Equipment Category III
-------------------	--

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP2 Hengityssuojain

Tuotenumero
RFP2FV



Kuvaus Taitettu tasaisesti • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Uloshengitysenttiili • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot

Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP2	Medlinen tulos
Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	8	3,14
Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	6	1,29
Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	6	2,34
Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	0,7	0,59
Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	2,4	1,96
Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	1,57

Materiaali, tuote

Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polypropeeni
 Korvalenkit: Lateksiton, synteettinen kumi

Mitat

Korkeus 180mm, nenästä yläosaan 80 mm, leveys 90 mm

Pakkaus

10 kpl/osastorasia
 120 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset:

EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP2
 Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:

Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP3 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NON24511**



Kuvaus Kartionmallinen • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Uloshengitysventtiili • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP3	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	2	0,02
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	1	0,08
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	1	0,045
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	1	0,40
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	3	1,99
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	2,20

Materiaali, tuote
 Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polyesteri
 Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex

Mitat 130 x 110 mm

Pakkaus
 20 kpl/osastorasia
 240 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset: EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3
 Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyttä ja ihoherkistävyyttä on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP3 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NONE24510VF**



Kuvaus Tasaisesti • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Uloshengitysventtiili • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP3	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	2	0,158
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	1	0,139
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	1	0,1
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	1	0,294
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	3	1,01
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	2,45

Materiaali, tuote	Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen Vaahtomuovireunus: Polyesteri Korvalenkit: Lateksiton, synteettinen kumi
--------------------------	---

Mitat	Korkeus 180mm, nenästä yläosaan 80 mm, leveys 90 mm
--------------	---

Pakkaus	10 kpl/osastorasia 120 kpl/kuljetuspakkaus
----------------	---

Säädökset:	EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3 Personal protective Equipment Category III
-------------------	--

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyys ja ihoherkistävyyys on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistu

Tuoteseloste

Kasvonsuoja Tyyppi FFP3 Hengityssuojain

**Tuotenumero
NON24510V**



Kuvaus Kartionmallinen • Polypropeeni ja polyesteri sisä- ja ulkopuolella • Uloshengitysventtiili • Joustavat, pään takaa kulkevat nauhat • Valkoinen

Tekniset tiedot	Fyysiset ominaisuudet	Vaatus EN149 Tyyppi FFP3	Medlinen tulos
	Sisäänpäin vuoto yhteensä (%)	2	0,152
	Natriumkloriditesti 95 l/min, % maks.	1	0,354
	Parafiiniöljyttesti 95 l/min, % maks.	1	0,244
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 30l/min, max mbar	1	0,58
	Hengitysvastus, sisäänhengitys, 95l/min, max mbar	3	1,87
	Hengitysvastus, uloshengitys, 160l/min, max mbar	3	1,81

Materiaali, tuote
 Ulkopuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Sisäpuoli: Polypropeeni ja polyesteri, valkoinen
 Nenäliuska: EU:n nikkelidirektiivin mukainen
 Vaahtomuovireunus: Polyesteri
 Korvalenkit: Lateksiton, Polyesteri, Spandex

Mitat 130 x 110 mm

Pakkaus 10 kpl/osastorasia
120 kpl/kuljetuspakkaus

Säädökset: EU:n PPE direktiivi 2016/425 - E149+A1:2009 FFP3
Personal protective Equipment Category III

Valmistaja: Medline International France SAS - EN ISO 13485
 Ei sisällä lasikuitua, ei mitattavissa olevia määriä formaliinia
 Kaikkien materiaalien ihoärsyttävyyys ja ihoherkistävyyys on testattu.
 Trpt.fp = pienin myyntiyksikkö



Hävittäminen:
 Tuote: polttamalla
 Jakelulaatikko: kierrätettävää pahvia
 Kuljetuspakkaus: kierrätettävää aaltopahvia, ei kloorivalkaistua