

DANAFAST DS

Elastisk tube bandage,
lavet af bambus.



LANGVARENDE FRISKHED



VIDUNDERLIG BLØD



FREMRAGENDE VARMEREGULERING



MILJØVENLIG



MEDIPLAST kan tilbyde DANAFAST Double Stretch, en tubeformet elastisk bandage som er elastisk i både længden og bredden, og er dermed let at lægge. Bandagen klippes i valgfri længde og pålægges enkelt eller dobbelt. Kan anvendes uden tape eller anden fiksering, hvilket giver en jævn og bekvem forbindelse. God luftgennemtrængning. Indvævet farvekode gør det nemmere at vælge størrelse.

DANAFAST DS BAMBUS TUBEBANDAGE

LÆNGDE: 1 METER USTRAKT		Æske	Trsp.karton
6050791	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	72	576
6050792	GRØN = >5,5 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	72	576
6050793	BLÅ = >8 cm, almindelige ben, større arme, lår	72	432
6050794	GUL = >12 cm, små kroppe, kraftige lår	36	288
6050795	BEIGE = >18 cm, krop voksen	36	144
6050796	LILLA = >20 cm, stor kroppe	36	144
LÆNGDE: 10 METER USTRAKT			
6050785	RØD = >3,5 cm, små arme og ben	1	35
6050786	GRØN = >5,5 cm, fod, hånd, almindelige arme, små ben	1	28
6050787	BLÅ = >8 cm, almindelige ben, større arme, lår	1	20
6050788	GUL = >12 cm, små kroppe, kraftige lår	1	14
6050789	BEIGE = >18 cm, krop voksen	1	7
6050790	LILLA = >20 cm, stor kroppe	1	7

Æske = mindste kvantitet/bestilling

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



FREMSTILLET I DANMARK

Indikation: Kan bruges som fikseringsforbinding, under gips, og skinner, og til dermatologisk brug. Specielt egnet til led, amputationer og andre bandagerede områder. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.