

Lukket Luer-adapter, hann

- Aktiveres kun når den er koblet til en luer-adapter, hunn, eller en nålefri kobling
- Lukker seg automatisk når den kobles fra
- Utformet for forberedelse og administrering av toksiske medikamenter
- Kan brukes på en sprøyte eller et infusjonssett
- Minimerer risikoen for lekkasje og kontaminering
- Mens tilkoblet har den en innebygd, roterende funksjon
- Sikkert feste, kan ikke separeres etter tilkobling
- Testet til opptil 3 bar
- Opptil 50 aktiveringer
- Påfyllingsvolum på 0,1 ml
- Nøytral forskyvning
- Tilgjengelig som forhåndsinstallert tilbehør på infusjonssett eller blandesett



Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL80900A	Lukket luer-adapter (mLL), hann	PVC-fri	100*/1500
60SRL80900C	Lukket luer-adapter, (mLL), hann, med hette	PVC-fri	100*/1500
60SRL80004C	Påfyllingshette	PVC-fri	100*/3000

Materiale:
 Lukket luer-adapter, hann: PSU
 Hette: PE
 Påfyllingshette: PP

Sterilisering: EO
 Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack
 * = minsteantall ved bestilling