


IriBa[®] / IriBa[®] BE

Bandage för irrigation



IriBa[®] bandaget för dig som irrigerar. Bandaget är tillverkat av ett luft- och lukttätt plastlaminat som innehåller en superabsorbent.

Det finns också ett inbyggt, skyddat, filter för luft och lukt.

Utsidan av bandaget är täckt av mjuk non-woven i beige eller svart. På baksidan finns en hudvänlig och följsam hydrokolloid.

IriBa[®] finns med både uppklippbara och förstansade hudskyddsplattor. Alla har en absorptionsförmåga på 40 ml, välj storlek beroende på stomins storlek.

Art.nr.	IriBa [®] Ø 85 mm	Absorbtion
292086	Hålstorlek 15-50 mm	40 ml
202102	Hålstorlek 20 mm	40 ml
202110	Hålstorlek 25 mm	40 ml
202128	Hålstorlek 30 mm	40 ml
202144	Hålstorlek 35 mm	40 ml
202151	Hålstorlek 40 mm	40 ml

50 stycken i varje förpackning

Art.nr.	IriBa [®] Ø 85 mm; Black Edition	Absorbtion
300100	Hålstorlek 15-50 mm	40 ml

50 stycken i varje förpackning