






### PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn	Sharpsafe kanyleboks 0,45 liter	
Producent	Frontier Medical Group, South Wales, UK	
Varenummer	DK4170	
Anvendelse og montering	<p>Kanyleboksen er engangs og anvendes til sikker bortskaffelse af skarpt og smittefarligt affald</p> <p>Boksen leveres samlet</p>	
Kapacitet op til fyldstreg (nettoindhold)	0,45 liter	
Dimensioner (h x b x d)	168 x 103 x 50 mm	
Aftagstyper	Luer lock, Luer slip, Novo-pen, skalpel	
Vægt (uden indhold)	82 gr	
Pakning	Karton: 100 stk. / Europalle: 12 x karton	
Materiale	Polypropylen (miljøvenligt materiale der omdannes til vand og kuldioxid ved forbrænding)	
Godkendelser	 	<p>Produktet bærer to godkendelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kitemark® (British Standard)</li> <li>2. UN (United Nations)</li> </ol>
Advarsler		<p>Produktet bærer en advarsel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boksens indhold udgør en biologisk risiko</li> </ol> <p><b>HUSK!</b> Der bør altid udvises forsigtighed og agtpågivenhed i håndteringen af brugte kanylebokse</p>
Bortskaffelse	<p>Bortskaffelse sker ved forbrænding</p> <p>Kanyleboksen er forsynet med en etiket (på engelsk), hvor man aht. sporing kan udfylde dato for ibrugtagning m.m.</p>	

DK 200722

**Forhandler:**

**MEDI PLAST**

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com