

UroBa®

Urostomipose med kontraventil, blød aftapningsventil og todelt hæfteplade



UroBa® urostomipose er en 1-dels pose med kontraventil, så urinen ikke løber tilbage til stomien, og med en blød aftapningsventil for enkel tømning.

UroBa® har en todelt hæfteplade, der er en kombination af to klæbende hydrokolloider med forskellige egenskaber. Hydrokolloiden nærmest stomien (den mørkeste) kan tilpasses. Den har stor absorptionsevne og svulmer op, så tætningen omkring stomien bliver optimal. Hydrokolloiden nærmest kanten (den lyseste) er tyndere, så den kan følge hudens bevægelser og fæstner ekstra godt med stor fleksibilitet.

Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved inspektion. UroBa® fås med både opklippelig og forudstanset hudbeskyttelsesplade.

Varenr.	UroBa®, volumen 400 ml
220353	Hulstørrelse 15-60 mm
220354	Hulstørrelse 20 mm
220356	Hulstørrelse 25 mm
220358	Hulstørrelse 30 mm

30 styk i hver pakning.
Der medfølger koblingsstykke til natpose.