

seca 675 med extra stor vågplatta



Art.nr. 6757021193

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

Elektronisk golvmödel med mycket stor fotplatta i slagtålig metall, med halkskydd, fjädrande ramp och lös display.

Displayen kan hängas på väggen, läggas på bordet eller hållas i handen.

Vikten visas i stora, digitala, siffror. HOLD-, Pre-TARA, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still.

Vågen har handtag och 2 st hjul för att underlätta förflyttning och förvaring.

Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer.

Kapacitet	300 kg
Gradering	0 – 200 kg/100 g och 0 – 300 kg/200 g
Vikt	23 kg
Plattformens mått (BxHxD)	800 x 65 x 960 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

