

VascuGraft NEO PTFE graft med och utan spiralförstärknin

- Avancerad två lager-teknologi med 2 olika längder på fibrillerna för låg trombogenicitet
- ePTFE wrapping för att ge ökad suturhållfasthet och hög styrka
- Unik markering med linje och diameter samt väggjocklek
- Spiralförstärkt för hög kink- och kompression-resistens
- Spiralförstärkning som går att ta bort



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
V1103616	PTFE, tunn vägg, rak, 6 mm x 40 cm	1/1
V1101470	PTFE, tunn vägg, rak, 8 mm x 40 cm	1/1
V1101490	PTFE, tunn vägg, rak, 6 mm x 80 cm	1/1
V1101492	PTFE, tunn vägg, rak, 8 mm x 80 cm	1/1
V1103676	PTFE, tunn vägg, rak, spiralförstärkt, 6 mm x 60 cm	1/1
V1103678	PTFE, tunn vägg, rak, spiralförstärkt, 8 mm x 60 cm	1/1
V1103686	PTFE, tunn vägg, rak, spiralförstärkt, 6 mm x 80 cm	1/1
V1103688	PTFE, tunn vägg, rak, spiralförstärkt, 8 mm x 80 cm	1/1
V1103566	Dialysgrafter, standard vägg, rak, spiralförstärkt, 6 mm x 40 cm	1/1
V1103568	Dialysgrafter, standard vägg, rak, spiralförstärkt, 8 mm x 40 cm	1/1