

MemoBag

den självöppnande preparatpåsen



Design

- Påsen är utformad med en "intelligent" tråd med minne. Tråden är av nickel och titanium (nitinol). När påsen är införd i håligheten utlöser den sig och antar den runda öppna form som den är designad till. Med denna möjlighet, skall kirurgen inte behöva öppna påsen med sina instrument, utan endast placera påsen mot den vävnad som skall tas bort, fånga upp vävnaden, dra i snöret och påsen kan tas ut säkert genom porten.
- Medföljande införingsrör kan efter att påsen har införts tas bort och porten kan användas för andra instrument
- Hållfastheten i påsen gör den ideell för svåra extraktioner. Större prover kan behöva skäras i mindre bitar (kan göras inne i påsen).
- MemoBag påsen är transparent, kirurgen kan observera innehållet under manipulering
- MemoBag påsen är ogenomtränglig, det är därför ingen risk för ytterligare dekontaminering eller spridning av tumörceller som just skall borttagas.
- Preparat avlägsnas säkert och effektivt med hjälp av de tre olika storlekarna



Storlek/egenskaper:

	Artikelnr. 6033280010	Artikelnr. 6033280120	Artikelnr. 6033280030
			
Öppningsdiameter	5 cm	10 cm	13 cm
Kapacitet	200 ml	800 ml	1200 ml
Troakar storlek	10 mm	10 mm	10 mm
Antal per box	5	5	5


Teleflex®