

# Sekretugesett

- Sekretugesett for oppsamling av sekretprøver i et sluttet system som gjør håndtering enkelt og sikkert.
- Komplet med kjele for sammenkobling med sugeslange og sugekateter, 14 CH, med myk, avrundet tupp
- Gjennomsiktig beholder med ml-mål og ekstra lokk, 25 ml
- Alt i én pakning der kun sugeslangen må kobles til
- Steril

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6066560-1	Sekretugesett	50/200	

Materiale: Sugekateter/slange: DEHP-fri PVC – Beholder: Polypropylen  
Lokk: ABS/polypropylen – Filter: Hydrofobt, PTFE

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6066561	Sekretugesett	50/200	

Materiale: Sugekateter/slange: TPEPolyefin Alloy – Beholder: Polypropylen  
Lokk: ABS/polypropylen – Filter: Hydrofobt, PTFE

Avd.pkn. = min.kvant/best