



Regulator - Sughandstycke

- Sughandstycke, med eller utan sugkontroll
- Används som anslutning mellan Mediplastsugar och Mediplast-sugslang
- Engångs, sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Material: Vit ABS-plast

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt. fp
606650992	med sugkontroll	30/900
606650509	utan sugkontroll	30/900
6066500990	med sugkontroll	25/600
6066500991	med sugkontroll	25/600

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning



Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com