



## Regulator - Sugehåndstykke

- Sugehåndstykke, med eller uden vakuumkontrol
- Anvendes som tilslutning mellem Mediplast metalsug og Mediplast sugeslange
- Engangs, steril 1-stk. pakket i peel-pack
- Materiale: med. ABS-plast

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
606650992	med vakuumkontrol	30/900
606650509	uden vakuumkontrol	30/900
6066500990	med vakuumkontrol	25/600
6066500991	med vakuumkontrol	25/600

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

